

Zubehör für alle Produkte der Reihe DC-**STIMULATOR**

Zu unseren DC-**STIMULATOR** Geräten bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Zubehör, wie Elektroden in verschiedenen Größen und Formen, Pasten und Kabel. Sie können diese Produkte einzeln oder im Set jederzeit bei uns bestellen. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern, welche Elektroden für Ihre Vorhaben am besten geeignet sind.



Bitte schicken Sie Ihre Bestellung per E-Mail an: sales@neurocaregroup.com

Inhalt

Zubehör für alle Produkte der Reihe DC-STIMULATOR	1
Startsets für DC-STIMULATOR / DC-STIMULATOR MOBILE	2
Startsets für DC-STIMULATOR MC	3
Gummielektroden Standardgrößen (rechteckig)	4
Schwammpads für Gummielektroden	5
Vorteilspacks Elektroden und Schwämme	6
Gummielektroden MR-tauglich	7
Gummielektroden in Sondergrößen /-formen	8
EEG-Elektrodenhauben	10
Hauben für die tDCS und die tACS	11
Sonstige Materialien (Gummibänder, Kabel, Pasten, etc.)	13
Infolyer für Ihre Patient:innen	14
Kontakt bei Rückfragen und für Bestellungen	15

Startsets für DC-**STIMULATOR** / DC-**STIMULATOR** MOBILE

Die Startsets für den DC-**STIMULATOR** und den DC-**STIMULATOR** MOBILE bestehen jeweils aus:

- 1 Paar Gummielektroden in unterschiedlichen Standardgrößen (rechteckig)
- 1 Paar passende Schwammpads
- 1 Paar Anschlusskabel
- 1 Gummibandkombination zum Anlegen der Elektroden am Kopf

Alle Komponenten sind auch einzeln bzw. im Vorteilspack nachbestellbar (siehe nachfolgende Kategorien).



Startset: 9 cm²
Bestellnr.: 305018



Startset: 25 cm²
Bestellnr.: 305010



Startset: 35 cm²
Bestellnr.: 305012



Startset: 50 cm²
Bestellnr.:305014



Startset: 100 cm²
Bestellnr.:305016

Startsets für DC-**STIMULATOR** MC

Die Startsets für den DC-**STIMULATOR** MC4 bestehen jeweils aus:

- 4 Paar Gummielektroden in unterschiedlichen Standardgrößen (rechteckig)
- 4 Paar passende Schwammpads
- 4 Paar Anschlusskabel
- 4 Gummibandkombination zum Anlegen der Elektroden am Kopf

Bei der Nutzung eines DC-**STIMULATOR** MC8 oder MC16 benötigen Sie entsprechend mehr Startsets.

Alle Komponenten sind auch einzeln bzw. im Vorteilspack nachbestellbar (siehe nachfolgende Kategorien).



Elektrodenset MC4: 9 cm²
Bestellnr.: 305026



Elektrodenset MC4: 25 cm²
Bestellnr.: 305020



Elektrodenset MC4: 35 cm²
Bestellnr.: 305021

Gummielektroden Standardgrößen (rechteckig)



ca. 3x3cm, 9cm²
1 Paar
Bestellnr.: 305054



ca. 5x5cm, 25cm²
1 Paar
Bestellnr.: 305050



ca. 5x7cm, 35cm²
1 Paar
Bestellnr.: 305051



ca. 5x10cm, 50cm²
1 Paar
Bestellnr.: 305052



ca. 10x10cm, 100cm²
1 Paar
Bestellnr.: 305053

Schwammpads für Gummielektroden



ca. 3x3cm, 9cm², 1 Paar
Bestellnr.: 305064



ca. 5x5cm, 25cm², 1 Paar
Bestellnr.: 305060



ca. 5x7cm, 35cm², 1 Paar
Bestellnr.: 305061



ca. 5x10cm, 50cm², 1 Paar
Bestellnr.: 305062



ca. 10x10cm, 100cm², 1 Paar
Bestellnr.: 305063



ca. 3x3cm, 9cm², 10 Paar
Bestellnr.: 305064-11



ca. 5x5cm, 25cm², 10 Paar
Bestellnr.: 305065



ca. 5x7cm, 35cm², 10 Paar
Bestellnr.: 305066




ca. 5x10cm, 50cm², 10 Paar
Bestellnr.: 305067



ca. 10x10cm, 100cm², 10 Paar
Bestellnr.: 305068


Vorteilspacks Elektroden und Schwämme



Vorteilspackung 9 cm²
5er oder 10er
Bestellnr.: 305112 bzw. 305122



Vorteilspackung 25 cm²
5er oder 10er
Bestellnr.: 305113 bzw. 305123



Vorteilspackung 35 cm²
5er oder 10er
Bestellnr.: 305114 bzw. 305124

Gummielektroden MR-tauglich



MR-tauglich
ca. 3x3cm, 9cm²
1 Paar
Bestellnr.: 305059



MR-tauglich
ca. 5x5cm, 25cm²
1 Paar
Bestellnr.: 305055



MR-tauglich
ca. 5x7cm, 35cm²
1 Paar
Bestellnr.: 305056



MR-tauglich
ca. 5x10cm, 50cm²
1 Paar
Bestellnr.: 305057

Gummielektroden in Sondergrößen /-formen



Ø: ca. 10mm (ohne Loch)
Fläche ca. 0,8cm²,
Dicke: 2mm
1 Paar
Bestellnr.: 305090-01



Ø: ca. 20mm (ohne Loch)
Fläche ca. 3cm²,
Dicke: 1mm
1 Paar
Bestellnr.: 305090-02



Ø: ca. 25mm (ohne Loch)
Fläche ca. 5cm²,
Dicke: 2mm
1 Paar
Bestellnr.: 305090-11



Ø: ca. 34mm (ohne Loch)
Fläche ca. 9cm²,
Dicke: 2mm
1 Paar
Bestellnr.: 305090-03



Ø: ca. 45mm (ohne Loch)
Fläche ca. 16cm²,
Dicke: 2mm
1 Paar
Bestellnr.: 305090-04



Ø: ca. 75mm (ohne Loch)
Fläche ca. 44cm²,
Dicke: 2mm
1 Paar
Bestellnr.: 305090-05



Ø: ca. 80mm (ohne Loch)
Fläche ca. 50cm²,
Dicke: 2mm
1 Paar
Bestellnr.: 305090-06



ca. 50mm x 30mm
Fläche: ca. 37cm²,
Dicke: 1mm
1 Paar
Bestellnr.: 305090-14



ca. 140mm x 70mm
Fläche: ca. 98cm²,
Dicke: 2mm
1 Paar
Bestellnr.: 305090-10



Ø außen: ca. 45mm,
Ø innen: ca. 15mm
Fläche: ca. 14cm²
Dicke: 2mm (mit Loch)
1 Paar
Bestellnr.: 305090-17



Ø außen: ca. 48mm, Ø
innen: ca. 24mm
Fläche: ca. 15cm²
Dicke: 2mm (mit Loch)
1 Paar
Bestellnr.: 305090-12



Ø außen: ca. 75mm,
Ø innen: ca. 20mm
Fläche: ca. 40cm²
Dicke: 2mm (mit Loch)
1 Paar
Bestellnr.: 305090-07



Ø außen: ca. 75mm,
Ø innen: ca. 30mm
Fläche: ca. 37cm²
Dicke: 2mm (mit Loch)
1 Paar
Bestellnr.: 305090-15




Ø außen: ca. 100mm,
Ø innen: ca. 70mm
Fläche: ca. 40cm²
Dicke: 2mm (mit Loch)
1 Paar
Bestellnr.: 305090-16



Ø außen: ca. 100mm,
Ø innen: ca. 75mm
Fläche: ca. 40cm²
Dicke: 2mm (mit Loch)
1 Paar
Bestellnr.: 305090-08



Ø außen: ca. 110mm,
Ø innen: ca. 90mm
Fläche: ca. 31cm²
Dicke: 2mm (mit Loch)
1 Paar
Bestellnr.: 305090-13



Studienset HD-tDCS,
tDCS/tACS+EEG
6 Paar
Bestellnr.: 305091

EEG-Elektrodenhauben



EEG-Elektrodenhaube
keine Schlitze für Adapter
Kinnriemen
Bestellnr.: 905440



EEG-Elektrodenhaube ASIA
keine Schlitze für Adapter
Kinnriemen
Bestellnr.: 905441

Hauben für die tDCS und die tACS

Strickhauben für die transkranielle elektrische Stimulation (tES) mit Gleichstrom (tDCS) oder Wechselstrom (tACS) werden in verschiedenen Größen und Konfigurationen angeboten.

Auf der nächsten Seite finden Sie alle verfügbaren Konfigurationen.




Verfügbare Größen:


Umfang/Höhe*	2/2	2/4	3/3	4/2	4/4
Umfang in cm	< 56,5	< 56,5	56,5 - 59,5	> 59,6	> 59,6
Höhe in cm	> 11,0	> 14,0	11,1 - 13,0	< 11,0	> 14,0

Die Höhe wird durch ein gerade gezogenes Messband zwischen der Höhe des Augenwinkels und dem höchsten Punkt am Kopf gemessen.


*Bitte geben Sie bei der Bestellung diese Größenangabe an (z. B. „Größe 3/3“).




Verfügbare Konfigurationen:




tES-Strickhaube mit Kinnriemen und Anschlusskabel
 Elektrodenpositionen C3 und FP2
 Elektrodengrößen: 5 cm x 7 cm
 Bestellnummer: 905051




tES-Strickhaube mit Kinnriemen und Anschlusskabel
 Elektrodenpositionen C4 und FP1
 Elektrodengrößen: 5 cm x 7 cm
 Bestellnummer: 905052



tES-Strickhaube mit Kinnriemen und Anschlusskabel
 Elektrodenpositionen F3 und FP2
 Elektrodengrößen: 5 cm x 7 cm
 Bestellnummer: 905053



tES-Strickhaube mit Kinnriemen und Anschlusskabel
 Elektrodenpositionen, F3 und F4
 Elektrodengrößen: 5 cm x 7 cm
 Bestellnummer: 905054



tES-Strickhaube mit Kinnriemen und Anschlusskabel
 Elektrodenpositionen F3 und F4
 Elektrodengrößen: 5 cm x 5 cm

Bestellnummer: 905055

Sonstige Materialien (Gummibänder, Kabel, Pasten, etc.)



Anschlusskabel für Gummielektroden
(ca. 150cm)
1 Paar (1-Kanal)
Bestellnr.: 305069



Gummiband, für Gummielektroden
(1 Set)
Bestellnr.: 305070



Erweiterung Gummiband für
Gummielektroden (1 Set)
Bestellnr.: 305070-12



Klettband für Gummielektroden (1 Set)
Bestellnr.: 305072



Verlängerung Anschlusskabel für
Gummielektroden (5m)
1 Paar (1-Kanal)
Bestellnr.: 30507



Verlängerung Anschlusskabel für
Gummielektroden (10m)
1 Paar (1-Kanal)
Bestellnr.: 305076



Elektrodenpaste Ten20, selbstklebend für
Ringelektroden
3 x 228 g Tube
Bestellnr.: 905821

Elektrodenpaste Ten20, selbstklebend für
Ringelektroden
3 x 114 g Tube
Bestellnr.: 905822

Infolyer für Ihre Patient:innen



tDCS - allgemeine Infos für Patienten
Das Falblatt ist kostenfrei erhältlich.
Bestellmengen: 50 / 100 / 150 Stück



tDCS zur Therapie von Depressionen
Das Falblatt ist kostenfrei erhältlich.
Bestellmengen: 50 / 100 / 150 Stück



tDCS in der Rehabilitation
Das Falblatt ist kostenfrei erhältlich.
Bestellmengen: 50 / 100 / 150 Stück



tDCS in der Schmerztherapie
Das Falblatt ist kostenfrei erhältlich.
Bestellmengen: 50 / 100 / 150 Stück

Kontakt bei Rückfragen und für Bestellungen

neurocare group AG
Albert-Einstein-Straße 3
98693 Ilmenau

sales@neurocaregroup.com

Telefon:
+49 - 3677 – 68 97 90