

# View! 3D Neuronavigation

für die präzise TMS-  
Behandlung in der  
klinischen Praxis oder  
Forschung

Das PowerMAG View! 3D-Neuronavigationssystem visualisiert den elektromagnetischen Hotspot der Spule an einem individuellen anatomischen Datensatz. Dies ermöglicht es dem Anwender das gewünschte Ziel, mit großer Präzision, zu stimulieren. Die PowerMAG View! kombiniert Funktionalität mit einfacher Handhabung. Das Ergebnis: Intuitive Positionierung mit hervorragender Präzision und Reproduzierbarkeit.

Das PowerMAG View! 3D-Neuronavigationssystem kann natürlich mit allen PowerMAG-Stimulatoren und jeder TMS-Spule kombiniert werden.

## Merkmale

- Hochpräzise Spulennavigation
- Echtzeitvisualisierung von Spule und Spulenbewegungen
- Individueller Kopfscan
- Speicherung und Abruf von 6D-Positionen
- Kabelloses Infrarot-Tracking-System
- Intuitive Einrichtung
- Datenexport für weitere Statistiken
- Integrierte Navigationspunkte auf allen kompatiblen MAG & More Spulen



Erhältlich mit Rollwagen  
(oben) oder als Desktop-  
Setup

# Statten Sie Ihre TMS-Klinik oder Ihr Forschungslabor mit unseren führenden integrierten Produkten aus:

- **EMG-Option** zur Aufzeichnung motorisch evozierter Potenziale (MEP)
- **NEURO PRAX® EEG** für DC-EEG & TMS Evoked Potentials (TEP)^
- **NCG-ENGAGE HR** zur Messung der Herzfrequenz während der TMS des DLPFC^
- **LOOP-IT** Plattform für die Vorkonditionierung von TMS, zustandsabhängige & Closed-Loop-Experimente^



^In Zusammenarbeit mit **neuroConn**



## MAG & more

### MAG & More GmbH

Machtlfinger Straße 13  
81379 München, Deutschland  
T +49 89 99829-2300  
F +49 89 99829-2330

[www.magandmore.com](http://www.magandmore.com)  
[info@magandmore.com](mailto:info@magandmore.com)

part of  **neurocare** group

## Disclaimer

### Rechte-Hinweis

Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder jede andere Nutzung muss schriftlich von der MAG & More GmbH autorisiert werden. Das Kopieren dieses Produktkatalogs oder von Teilen davon ist untersagt. Sollten Sie von einer Urheberrechtsverletzung Kenntnis erlangen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [info@magandmore.com](mailto:info@magandmore.com).

**Alle Rechte vorbehalten. ©MAG & More GmbH**

### Haftungshinweis

Wir haben bei der Erstellung dieser Produktbroschüre sorgfältig gearbeitet. Wir können jedoch keine Haftung übernehmen, falls der Inhalt nicht korrekt, vollständig oder aktuell ist. Die MAG & More GmbH übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler. Alle Beschreibungen, Produkte und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Der Inhalt dieses Katalogs dient ausschließlich zu Informationszwecken.

Firmensitz: Machtlfinger Straße 13, 81379 München, Deutschland  
Registergericht: Amtsgericht München HRB 201884  
USt-IdNr.: DE 129 475 495, EORI-Number: DE7784562